

Protocole d'utilisation : rotasept®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et désinfection des instruments rotatifs

- Agents anticorrosion
- Sans rinçage

Recommandations d'utilisation :

- A utiliser pur en 30 min ou 15 min en bac à ultrasons
- Solution à changer tous les jours



Normalisation :

Bactéricide NF EN 1040 et AFNOR NFT 72171-5 en conditions de saleté, EN 13727

Fongicide NF EN 1275, EN 13624

Virucide AFNOR NFT 72180 en 30 min, HIV, HBV et HCV en 15 min

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables

	Etape 1 Verser la solution pure dans le bac pour fraises
	Etape 2 Y plonger les instruments rotatifs immédiatement après utilisation pour éviter le séchage des souillures Nettoyage et désinfection s'effectuent en un seul geste
	Etape 3 Temps de trempage : En bac statique : 30 minutes En bac à ultrasons : 15 minutes
	Etape 4 Retirer les instruments du bain avec une pince. Vérifier visuellement la propreté. S'il reste des souillures, frotter avec une brosse et recommencer le protocole
	Etape 5 Sinon, déposer les fraises sur un essuie tout et laisser sécher



Protocole d'utilisation : gigasept®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Désinfection finale pour instruments thermosensibles et optiques

Recommandations d'utilisation :

- Dilution à 12 %, laisser tremper 1 heure
- Rincer à l'eau stérile
- Solution active pendant 14 jours

Normalisation :


Bactéricide NF EN 1040

Fongicide NF EN 1275

Virucide AFNOR NFT 72180 en 15 min (adénovirus), en 30 min (polio et vaccinovirus), HIV en 10 min, HBV en 60 mn


Sporicide AFNOR NFT 72230 (3log) : bacillus subtilis en 60 min

- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1


Verser la quantité d'eau désirée dans un bac



Etape 2


Ajouter le concentré pour obtenir une solution à 12% :


Volume désiré	Quantité de concentré à ajouter	Nombre de bouchons doseurs
1 l	120 ml	6
2 l	240 ml	12
3 l	360 ml	18



Etape 3


Laisser tremper 60 minutes

 60 minutes



Etape 4

Rincer de préférence à l'eau stérile, sécher et ranger



Etape 5

La solution reste efficace pendant 14 jours

Protocole d'utilisation : gigasept® instru AF

Qualité. Sécurité. schülke.



Indications :

Solution concentrée, pour le nettoyage et la désinfection des instruments dentaires

- A utiliser en bain de pré désinfection puis en cuve à ultrasons
- Ravive la brillance des instruments
- Convient également pour les fraises

Recommandations d'utilisation :

- Diluer le produit, laisser tremper, rincer
- Dilution à 1,5 % laisser tremper 1 h
- Dilution à 2 % laisser tremper 30 min
- Dilution à 3 % laisser tremper 15 min
- Actif en 5 min en bac US (à 3 %)

Normalisation :

Bactéricide EN 13727, EN 14561,
1 S.aureus, Paeruginosa, E.hirae

Mycobactéricide EN 14348, EN 14563, BK,
M.terrae, M.avium

Fongicide EN 13624, EN14562, Candida
albicans, A.niger

Virucide HIV, HBV, HCV, Adenovirus, Papo-
virus, Herpès Simplex

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Verser de l'eau du robinet dans le bac de décontamination ou la cuve à ultrasons

Verser l'eau en premier permet de diminuer les risques d'éclaboussures de produit actif concentré

Ajouter gigasept® instru AF selon la concentration désirée avec le doseur bleu 20 ml ou le pichet doseur



Etape 2

		Volume total de solution diluée		
		1 l	2 l	3 l
Concentration	1,5 %	15 ml	30 ml	45 ml
	2 %	20 ml	40 ml	60 ml
	3 %	30 ml	60 ml	90 ml

Pour les cuves à ultrasons, la concentration recommandée est 3 %



Etape 3

Laisser tremper selon les indications ci-dessous :

		Temps de trempage	
		Bain statique	Cuve Ultrasons
Concentration	1,5 %	1 heure	x
	2 %	30 mn	x
	3 %	15 mn	5 mn



Etape 4

Sortir les instruments du bac et rincer abondamment sous l'eau du robinet



Etape 5

Vérifier la propreté des instruments après le passage en cuve à ultrasons (présence visuelle de saleté, débris collés...)

Sécher minutieusement les instruments

Protocole d'utilisation : s & m[®] poudre Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Détergent et désinfectant enzymatique en poudre pour l'instrumentation générale

- Formule tri-enzymatique pour cibler spécifiquement les protéines, les glucides et les graisses
- Excellent pouvoir détergent

Recommandations d'utilisation :

- Economique : dilution à 0,5 %, pendant 15 min
- Solution stable une journée
- Compatible avec tous les matériaux sauf l'aluminium

Normalisation :

Bactéricide NF EN 1040 et AFNOR NFT 72171-5 en conditions de saleté, AFNOR NFT 72190 en 15 min, BK en 10 min
Fongicide NF EN 1275
Virucide HBV, HIV en 15 min

- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Verser la quantité désirée d'eau dans un bac de trempage ou cuve à ultrasons (sans chauffage)



Etape 2

Ajouter une dosette de poudre (5 g) par litre d'eau pour obtenir une solution diluée à 0,5 %



Etape 3

Immerger les instruments dans la solution dès la fin des soins pour éviter que les souillures ne sèchent et collent sur les instruments



Etape 4

Laisser tremper pendant 15 minutes



Etape 5

Bien rincer les instruments



Etape 6

Vérifier que les instruments sont bien propres et secs avant la mise sous sachets pour la stérilisation

Protocole d'utilisation : aspirmatic® cleaner

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Solution concentrée pour le nettoyage hebdomadaire des systèmes d'aspiration, crachoirs, flexibles et séparateurs d'amalgame

- Puissant détergent / destruction du biofilm
- Intervention du technicien réduite / pas d'odeur nauséabonde

Testé avec succès par les principaux fabricants de machines (Kavo, Sirona...) et par de nombreux services techniques

Recommandations d'utilisation :

- Dilution à 5%, laisser agir 1 h au moins
- A utiliser 1 à 2 fois par semaine à la place de la désinfection de milieu de journée

Normalisation :

- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Marquage CE
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Verser d'abord l'eau dans l'Aspirmatic® System jusqu'au niveau 1900 ml



Etape 2

Visser le bouchon doseur sur la bouteille et verser 5 x 20 ml de concentré dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 5 %



Etape 3

Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'Aspirmatic® System



Etape 4

La solution est aspirée automatiquement. Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'Aspirmatic® System



Etape 5

Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer et désinfecter l'évacuation



Etape 6

Laisser agir la solution 1 heure. Faire couler de l'eau claire dans les circuits pour éliminer les souillures dissoutes



Nous recommandons les lingettes Mikrozid® pour nettoyer la surface du crachoir et des tuyaux

Protocole d'utilisation : aspirmatic®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Solution concentrée pour le nettoyage quotidien et la désinfection des systèmes d'aspiration, crachoirs, flexibles et séparateurs d'amalgame

- Excellente matério-compatibilité
- Odeur très agréable
- Non moussant – non colorant
- Doseur universel

Testé avec succès par les principaux fabricants de machines (Kavo, Sirona...) et par de nombreux services techniques

Recommandations d'utilisation :

- Dilution à 2% pendant 30 min
- A utiliser 1 à 2 fois par jour et après chaque intervention sanglante

Normalisation :

- Bactéricide NF EN 1040
- Fongicide NF EN 1275
- Virucide HBV, HCV -modèle BVDV-HIV

- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Verser d'abord l'eau dans l'Aspirmatic® System jusqu'au niveau 1960 ml



Etape 2

Visser le bouchon doseur sur la bouteille et verser 2 x 20 ml de concentré dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 2%



Etape 3

Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'Aspirmatic® System



Etape 4

La solution est aspirée automatiquement. Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'Aspirmatic® System



Etape 5

Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer et désinfecter l'évacuation



Etape 6

Laissez agir la solution au moins 30 minutes. Par exemple, à la pause déjeuner et pendant la nuit.



Nous recommandons les lingettes Mikrozid® pour nettoyer la surface du crachoir et des tuyaux



Protocole d'utilisation : dentavon®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Poudre à diluer pour la désinfection des empreintes et prothèses dentaires

- Excellente matério-compatibilité (ex. empreintes en silicone, polyéther, alginate)
- Compatible avec tous les matériaux prothétiques
- N'altère pas la stabilité dimensionnelle des matériaux
- Bonne dissolution dans l'eau






Recommandations d'utilisation :

- Diluer une dose (20 gr) de poudre dans un litre d'eau
- Immerger 5 min seulement
- Rincer à l'eau claire
- La solution reste stable une journée

Bien respecter les temps de trempage

Normalisation :

- **Bactéricide** NF EN 1040, AFNOR NFT 72190-5
- **Fongicide** NF EN 1275 Candida albicans en 5 min, AFNOR NFT 72190 Candida albicans
- **Virucide** HBV, HCV (modèle BVDV) et HIV en 10 min, Poliovirus
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables

	<p>Etape 1</p> <p>Rincer le matériel prothétique et les empreintes sous l'eau pour enlever un maximum de résidus</p>
	<p>Etape 2</p> <p>Verser la quantité désirée d'eau dans un bac de décontamination ou une cuve à ultrasons</p> <p>Ajouter une dosette (20 g) de poudre par litre d'eau pour une dilution à 2%</p>
	<p>Etape 3</p> <p>Immerger les empreintes et travaux prothétiques</p> <p>Laisser tremper pendant 5 minutes</p>
	<p>Etape 4</p> <p>Égoutter et rincer abondamment sous l'eau du robinet</p> <p>Vérifier visuellement la propreté et emballer les empreintes dans des sachets individuels</p>
	<p>Etape 5</p> <p>Confirmer la désinfection avant envoi au laboratoire (grâce à un autocollant, un formulaire...)</p>



Protocole d'utilisation : septinol® SA

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Spray nettoyant et désinfectant pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux

- Excellent spectre d'efficacité
- Sèche vite, pas besoin d'essuyer
- Ne laisse pas de traces, ne colle pas
- Odeur agréable

Recommandations d'utilisation :

- Pulvériser sur la surface, essuyer avec un papier à usage unique
- Pulvériser une 2^{ème} fois pour désinfecter, laisser sécher

Normalisation :

Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 (conditions de saleté), AFNOR NFT 72190-4, BK en 1 min, Staphylocoque doré méticilline résistant en 1 min
Fongicide NF EN 1275, AFNOR NFT 72190 : Candida albicans
Virucide AFNOR NFT 72180 Efficace contre HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, Herpes simplex, Rotavirus, Vaccinavirus en 30 s. , contre adenovirus en 2 min, papovavirus et poliovirus en 30 min.

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Enfiler une paire de gants pour protéger la peau



Etape 2

Surface visuellement propre :

Pulvériser la surface ou l'objet à environ 30 cm.
 Une simple brumisation suffit
 Laisser sécher



Etape 3

Surface souillée :

Technique « spray-essuyage-spray »
 Pulvériser la surface ou l'objet à 30 cm
 Frotter avec un essuie-tout jetable
 Pulvériser à nouveau



Etape 4

Laisser sécher



Protocole d'utilisation : esemfix®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Mousse nettoyante et désinfectante pour les surfaces sensibles et le fauteuil

- Idéal pour les surfaces sensibles, plastiques et matières synthétiques
- Odeur très agréable et fraîche

Recommandations d'utilisation :

- Vaporiser la mousse sur la surface à nettoyer
- Laisser agir 2 minutes
- Sécher avec un papier à usage unique

Normalisation :

Bactéricide NF EN 1040,

AFNOR NFT 72170-4

Fongicide NF EN 1275

- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Pulvériser la surface ou l'objet à traiter à environ 30 cm



Etape 2

Étaler à l'aide d'un essuie-tout jetable



Etape 3

Laisser agir le produit pendant 2 minutes



Etape 4

Sécher avec un essuie-tout à usage unique jusqu'à disparition de toute trace



Etape 5

Esemfix peut être utilisé sur le fauteuil et toutes les surfaces sensibles. Il laisse une odeur fraîche très agréable

Protocole d'utilisation : mikroqid® lingettes

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux

- Produit d'imprégnation : Septinol®
- Résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni tortillon
- Ne laisse pas de traces, ne colle pas, odeur agréable
- Les tensioactifs permettent une bonne couverture des surfaces par le produit d'imprégnation

Recommandations d'utilisation :

- Nettoyer avec une première lingette
Bien couvrir toutes les surfaces
- Repasser avec une lingette pour cette fois désinfecter, laisser sécher
- Boîtes de 150 - Recharges disponibles

Normalisation :

Bactéricide NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5 (conditions de saleté), AFNOR NFT 72190-4, BK en 1 min, Staphylocoque doré méticilline résistant en 1 min

Fongicide NF EN 1275, AFNOR NFT 72190 : Candida albicans

Virucide AFNOR NFT 72180. Efficace contre HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, Herpes simple, Rotavirus, Vaccinavirus en 30 s., contre adenovirus en 2 min, papovavirus et poliovirus en 30 min.

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Etape 1

Enfiler une paire de gants pour protéger la peau



Etape 2

Étaler la lingette et frotter la main bien à plat
L'objectif est de nettoyer la surface



Etape 3

Prendre une seconde lingette et recommencer l'opération
L'objectif est de désinfecter la surface



Etape 4

Laisser sécher jusqu'à évaporation totale pour une efficacité optimale



Etape 5

Pour changer la recharge, ouvrir le tube, y verser la recharge avec le liquide.
Tirer la première lingette au centre du rouleau, l'enfiler dans le capuchon puis refermer

Protocole d'utilisation : terralin[®] protect

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Concentré liquide pour le nettoyage et la désinfection des sols du cabinet et des surfaces des dispositifs médicaux

- Excellent nettoyage
- Ne colle pas
- Laisse une odeur fraîche

Recommandations d'utilisation :

- Solution concentrée
- Diluer à 2%
- Laisser agir 15 minutes
- Doit être rincé

Normalisation :

Bactéricide EN 1040, EN 1276, Bacille de la tuberculose

Fongicide EN 1275, Candida Albicans

Virucide HIV, HBV, HCV, Adénovirus, BVDV, Virus de la vaccine, Rotavirus

- Liste positive SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables

Quelques conseils

- L'utilisation d'un produit détergent et désinfectant pour le nettoyage des sols favorise une hygiène optimale au cabinet dentaire et notamment dans les zones à risque (salle de soins, stérilisation).
- Ne pas oublier de nettoyer et désinfecter également les poignées de portes, téléphones, bureau, claviers d'ordinateurs et autres surfaces en contact fréquent avec les mains (avec le spray Septinol ou les lingettes Mikrozyd / Mikrozyd Sensitive).
- La technique du double seau est la méthode de référence pour un nettoyage optimal des sols.

	<h4>Etape 1</h4> <p>Préparer un seau de solution de Terralin Protect diluée à 2%, soit 20ml de solution par litre d'eau. Préparer un deuxième seau d'eau claire pour le rinçage de la serpillière</p>
	<h4>Etape 2</h4> <p>Passer la solution de Terralin Protect sur les sols à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à frange</p>
	<h4>Etape 3</h4> <p>Rincer et essorer régulièrement la serpillière dans le seau d'eau claire. Changer l'eau de rinçage si nécessaire.</p>
	<h4>Etape 4</h4> <p>Laisser agir 15 min pour la désinfection puis rincer à l'eau claire selon la même technique</p>



Terralin Protect est un détergent-désinfectant.
Ne pas mélanger avec d'autres détergents.

Protocole d'utilisation : desderman® N/Gel Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Solution et gel hydro-alcooliques désinfectants pour le traitement hygiénique ou chirurgical des mains par friction

- Ne dessèche pas la peau
- S'évapore très vite
- Ne colle pas, facilite l'enfilage des gants
- Odeur très agréable sur la peau

Recommandations d'utilisation :

- 3 ml pendant 30 secondes pour une désinfection hygiénique
- 2x5 ml pendant au moins 1 min 30 s. pour une désinfection chirurgicale
- A utiliser entre chaque port de gants, sur mains propres

Normalisation :

- **Bactéricide** NF EN 1040, AFNOR NFT 72170-4, staphylocoque doré méticilline résistant en 30 s.
- **Fongicide** NF EN 1275, Candida albicans
- **Virucide** vaccinovirus, HBV, HCV (modèle BVDV), HIV en 30 s.
- **Normes d'application** traitement hygiénique et chirurgical des mains par friction: NF EN 1500 et NF EN 12791

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables



Laver préalablement les mains avec une solution lavante lorsqu'elles sont souillées et début de session
Sur mains propres, appliquer la solution hydro-alcoolique selon la technique ci-dessous :



Etape 1

Frotter paume contre paume



Etape 2

Paume contre dos de la main opposée



Etape 3

Paume contre paume, doigts entrelacés



Etape 4

Dos des doigts contre paume opposée, doigts emboîtés



Etape 5

Friction circulaire du pouce



Etape 6

Friction en rotation du bout des doigts dans la paume opposée

Désinfection hygiénique : 3 ml (1 pression) pendant 30 s.

Désinfection chirurgicale*: 2x5 ml pendant 1 min 30 s. au moins

*(Laver également les avant bras et les ongles)



Laisser sécher et enfiler les gants
En fin de session, désinfecter les mains et appliquer une crème hydratante



Protocole d'utilisation : biovissept®

Qualité. Sécurité. Schülke.



Indications :

Savon liquide désinfectant

- Lavage et désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- Excellentes propriétés nettoyantes

Recommandations d'utilisation :

- S'utilise pur, avec de l'eau
- Pour une meilleure efficacité, adopter la technique de lavage systématique ci-contre.

Normalisation :

- **Bactéricide** NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-4 (conditions de saleté), staphylocoque doré méticilline résistant en 2 min
- **Fongicide** NF EN 1275 Candida albicans
- **Virucide** papovavirus en 30s, HIV en 1 min, HBV en 2 min

Norme d'application lavage hygiénique des mains EN 1499

- Liste positive ADF-SFHH
- Marquage CE
- Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D)
- Matériaux d'emballage recyclables

Les mains doivent être désinfectées en début et fin de journée, et entre chaque patient.



Mouiller les mains avec de l'eau du réseau et appliquer le savon.
Faire mousser et frotter les mains selon la technique ci-dessous :



Etape 1

Frotter paume contre paume



Etape 2

Paume contre dos de la main opposée



Etape 3

Paume contre paume, doigts entrelacés



Etape 4

Dos des doigts contre paume opposée, doigts emboîtés



Etape 5

Friction circulaire du pouce



Etape 6

Friction en rotation du bout des doigts dans la paume opposée



Bien rincer et sécher avec un essuie mains à usage unique

Désinfection hygiénique: 3 ml (1 pression) pendant 30 s.

Désinfection chirurgicale*: 2 x 5 ml pendant 2 min. au moins

*(Laver également les avant bras et les ongles)