

# neodisher® MediKlar

Liquide de rinçage



## Principaux domaines d'utilisation :

Réduit le temps de séchage des instruments chirurgicaux et dentaires, des biberons, des instruments oculaires, des implants, des endoscopes flexibles, des ustensiles d'anesthésie, des conteneurs et d'autres ustensiles en autolaveur

## Propriétés :

neodisher MediKlar est un activateur de séchage utilisé dans les domaines cités précédemment. En raison de ses qualités mouillantes neodisher MediKlar sèche rapidement la surface du matériel traité sans laisser de trace cela permet une réduction du temps de séchage et permet ainsi une économie en temps et en énergie lors du traitement en machine..

En raison de leur condition de fabrication les éléments d'anesthésie en polysulfon (PSU) ainsi qu'en polyphénylensufon (PPSU) comme par exemple les connecteurs, clapets, adaptateurs et les pièces de couvercle de container peuvent se fissurer au contact de liquides de rinçage. Vérifier la compatibilité au préalable.

## Utilisation et dosage :

0,3 – 1,0 ml/l au rinçage final en autolaveur.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## Données techniques :

Poids spécifique à 20° C : 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,3 – 1,0 ml/l : 5,9-6,0  
Viscosité (concentrée, 20° C) : < 50 mPas

## Composants :

Selon la recommandation européenne (89/542/CEE)  
< 5 % tensioactifs anioniques, 5 - 15 % tensioactifs non ioniques  
Agents de conservation (Mathylchloroisoithiazolinone/Methylisothiazolinone)

## Marquage CE :

neodisher mediklar est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

## Toxicologie

neodisher MediKlar est classé comme non toxique (Expertise en appui à la norme européenne EN 30993-1 : évaluation biologique des dispositifs médicaux). Un résumé de l'estimation de risque est fourni sur demande.

## Stockage :

A l'abri du gel. 2 ans dans les conditions de stockage indiquées.

## Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher MediKlar n'est pas un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) - rubrique service.  
En utilisation préconisé en neodisher mediklar est conforme aux exigences de la législation concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

FT 4045/2-3  
06/09

Bidon de 5 litres  
Bidon de 10 litres  
Bidon de 20 litres

