

neodisher[®] Z Dental

Neutralisant acide pour le traitement en machine des instruments dentaires
Concentré liquide



Principaux domaines d'utilisation :

Neutralisation des résidus alcalins lors du traitement en machine des instruments dentaires, des containers et des chariots ainsi que des pièces à main et des contre angles.

Propriétés :

neodisher Z Dental est conçu pour le traitement d'instruments dentaires en particulier pour les pièces à main et les contre angles qui ne peuvent pas être traités avec des neutralisants à base d'acide phosphorique.
neodisher Z Dental ne contient pas de tensioactifs
neodisher Z Dental respecte les matériels.

Utilisation et dosage :

en autolaveur : 1 - 2 ml/l pour la neutralisation

Utiliser si possible de l'eau déminéralisée pour le rinçage final, cela évite les traces d'eau et protège l'aluminium anodisé.

S'assurer d'un rinçage complet (de préférence avec de l'eau déminéralisée).

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Effectuer un rinçage complet du système de dosage y compris des cannes en cas de changement de produit.

Le traitement doit être conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux.

Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs et des fabricants d'instruments selon EN ISO 17664.

Pour un usage professionnel uniquement.

Données techniques :

Poids spécifique (20°) : 1,2 g/cm³

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 1 - 2ml/l : 3,0 – 2,8

Viscosité (concentrée, 20° C): < 10 mPas

Facteur de titrage : 0,35 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :


Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :
Acides organiques

Marquage CE :

neodisher Z est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Stockage :

Stocker entre - 3 et 30°C. 4 ans dans les conditions de stockage indiquées.

Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole 

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger : Xi – irritant

Indications de risques :

R 36 Irritant pour les yeux

Consignes de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l'emballage ou la fiche technique.

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez la fiche de données de sécurité de ce produit sur notre site www.drweigert.fr sous la rubrique « service. »

FT 4055/2-2

01/11

Dr Weigert France SAS- 22, avenue des Nations-immeuble Raspail -BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr



DR. WEIGERT

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.