



INTENDED USES

The Dorking Stocking Donner has been designed to assist those who are less mobile to put on socks or stockings, without the need for unnecessary bending at the waist or hips.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place your garment over the stocking tunnel (a) until the heel is level with the top bar. Ensure that the garment is not pushed over the front stop edge (b).
2. The handles (c) fold down and are secured to the frame for storage by two catches. Release the handles and fold them through 180 degrees until they click into place in the handle pivots (d). The handles (c) can then be rotated whilst applying the garment.
3. Position the donner so it is laid flat on the floor. Whilst seated and keeping hold of the handles (c), insert your foot into the garment until the toes reach the toe of the garment. Wiggling your toes may help the garment move onto the foot easier.

4. Using the handles (c) pull the donner and the garment up the leg until the garment has been applied on the leg in the correct position.
5. Once applied pull the donner backwards and down to free the donner from the garment.
6. Please ensure that the heel of the garment is properly placed on the foot before becoming mobile.

CARE AND CLEANING

The sock aid can be cleaned with mild detergent and water.

N NEDERLANDS Dorking Kous-donner AA4653

BEOOGD GEBRUIK

De Dorking kous-donner is ontworpen om minder mobiele personen te helpen bij het aantrekken van sokken of kousen, zonder dat ze onnodig hun middel of heupen hoeven te buigen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats uw kledingstuk over de koustunnel (a) totdat de hiel zich op gelijk niveau met de bovenstang bevindt. Zorg dat het kledingstuk niet over de rand van de voorstop wordt gedrukt (b).
2. De handgrepen (c) kunnen omlaag worden gevouwen en worden vastgemaakt aan het frame voor opslag met twee drukkertjes. Laat de handgrepen los en vouw ze 180 graden totdat ze vastklikken in de draaistukken van de handgrepen (d). De handgrepen (c) kunnen worden gedraaid terwijl u het kledingstuk aantrekt.
3. Plaats de donner zodanig dat deze plat op de vloer ligt. Terwijl u zit en de handgrepen (c) vasthoudt, steekt u uw voet in het kledingstuk totdat uw tenen de teen van het kledingstuk bereiken. Door uw tenen heen en weer te bewegen, kunt u het kledingstuk gemakkelijker aantrekken.
4. Gebruik de handgrepen (c) om de donner en het kledingstuk over uw been omhoog te trekken totdat het kledingstuk juist op het been is aangebracht.

5. Nadat de donner is toegepast, trekt u deze achteruit en omlaag om de donner en het kledingstuk te scheiden.
6. Zorg dat de hiel van het kledingstuk goed op de voet is aangebracht voordat u mobiel wordt.

VERZORGING EN REINIGING

De kousenhulp kan met water en een mild reinigingsmiddel worden gereinigd.

F CH FRANÇAIS Enfile-bas Dorking AA4653

UTILISATIONS

L'enfile-bas Dorking a été conçu pour venir en aide aux personnes qui ne sont pas assez mobiles pour enfiler des bas ou des chaussettes, et leur éviter d'avoir à se courber au niveau de taille ou des hanches.

MODE D'EMPLOI

1. Placez votre bas sur le tunnel (a) jusqu'à ce que le talon soit au niveau de la barre supérieure. Assurez-vous que le bas n'a pas été repoussé au-delà de l'extrémité du blocage avant (b).
2. Pendant le stockage, les poignées (c) sont repliées et fixées au châssis par deux attaches. Libérez les poignées et faites-les pivoter de 180 degrés jusqu'à ce qu'elles viennent se verrouiller en place dans les pivots (d) en émettant un déclic. Les poignées (c) peuvent alors pivoter pendant la mise en place du bas.
3. Placez l'enfile-bas de façon à ce qu'il repose à plat sur le sol. En position assise et en maintenant les poignées (c), insérez votre pied à l'intérieur du bas jusqu'à ce que vos orteils atteignent les orteils du bas. Agitez les orteils afin d'aider le bas à se délayer plus facilement sur votre pied.
4. A l'aide des poignées (c), tirez sur l'enfile-bas et sur le bas, le long de la jambe jusqu'à ce que le bas soit appliqué sur cette dernière et en position correcte.

5. Une fois que le bas a été mis en place, repoussez l'enfile-bas vers le sol pour le séparer du bas.
6. Veuillez vous assurer que le talon du bas est bien mis en place sur le pied avant de vous déplacer à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'enfile-bas peut être nettoyé avec de l'eau et un détergent doux.