

# Homecraft Bed Grab Rail

NEW CODE	OLD CODE
09 108 9481	AA3475


## User Instructions

Please read these instructions fully before assembling and fitting the Bed Grab Rail to the bed.

## Item Description

An ultra sturdy bed grab rail, offering stability and confidence to those that have difficulty getting into and out of bed. The height adjustable frame can be positioned to suit virtually any divan style bed. Two legs rest upon the floor and the frame is secured into place via the three colour coded webbing straps provided, ensuring minimal movement when in use.

## To assemble the Bed Grab Rail



First determine the top side of the base frame by laying the short coloured lengths of webbing outwards (already fitted to the frame base). The adjustment buckles should be uppermost. The handle tube has four holes in one side. Remove the grey sleeves from the end of the handle if necessary and push the legs of the handle into tubes on the front of the base frame ensuring that the holes are facing away from the base frame. Replace the two grey sleeves onto the ends of the handle tubes.

## Adjusting the Bed Grab Rail to suit the bed

The Bed Grab Rail has the option of being fitted with legs or not. It is recommended that the product is used with the legs fitted for maximum support. The legs are suitable for use with all standard height beds. Do not use the legs if the Bed Grab Rail is to be fitted to a high bed or one that has been raised up.

## Assembling the Bed Grab Rail with the legs

To fit the legs, slide each leg into the handle with the holes to the front. Remove the mattress from the bed and place the Bed Grab Rail on the bed base. Align the holes in the leg with the holes in the handle so that the rubber feet are either touching or are just above the floor. Push the pin clips through the aligned holes to secure the legs in place. Push down on the top of the handle until the rubber feet touch the floor. Screw the tri-cornered thumb screws into the threaded holes on the front of the base frame fixing tubes to clamp the handle in place.

## Assembling the Bed Grab Rail without the legs

If the legs are not long enough to suit the bed the handle can be locked in place to give the necessary support. With the legs removed push the pin clips into the redundant lower holes in the handle. With the top edge of the pin clips positioned just below the fitting tubes on the base frame, a second set of holes in the handle tube will be aligned with the threaded holes in the fixing tubes. Look through the threaded holes to ensure the holes are aligned and then screw the tri-cornered thumb screws into the threaded holes on the front of the base frame fixing tubes. The screws locate all the way in, until the head of the screws are touching the fixing tubes. If they do not then the holes were not aligned and the screws should be loosened and handle tube repositioned as necessary.

## Fitting the Bed Grab Rail to the bed

If not already done, remove the mattress from the bed and place the Bed Grab Rail on the bed base.

Position the Bed Grab Rail where it is required. The Bed Grab Rail is supplied with a full set of webbing straps to fully secure the product to the bed base. There are two shorter green straps and one longer blue strap. These should be passed around the width and length of the bed respectively and then clipped into the corresponding coloured buckles on the short lengths of webbing that are already fitted to the base frame. The straps are purposefully long to assist in passing them under the bed. When the straps have been clipped into place the free ends of the straps can be pulled to tighten the straps. Adjust the position of the Bed Grab Rail if required, check the Bed Grab Rail is fully secured and replace the mattress.

Please retain these instructions for future reference.

Maximum user weight  

**Authorised Distributed & Representative: Homecraft Rolyan**, A Patterson Medical Company, Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, UK, NG17 2HU

**UK:** Tel: 01623 448 702 Fax: 01623 557 769 www.homecraft-rolyan.com

**International:** Tel: +44 1623 448 706 Fax: +44 1623 448 784

**Sammons Preston Rolyan**, 4 Sammons Court, Bolingbrook, IL 60440-5071, USA.

Tel: 1-630-226-0000 Telefax: 1-630-226-1390

**homecraft**  
**Rolyan**  
A Patterson Medical Company

## F FRANÇAIS Barre de redressement pour le lit

Merci de lire entièrement ces instructions avant d'assembler la barre de redressement et de la fixer au lit.

### Description de l'objet

Barre de redressement ultra solide, qui offre stabilité et confiance aux personnes ayant des difficultés à entrer ou à sortir du lit. Le cadre à hauteur ajustable peut être positionné de manière à s'adapter à quasiment tous les lits de type divan. Deux jambes reposent sur le sol et le cadre est fixé au lit au moyen des trois sangles d'attaches fournies, réparties selon un code couleur, qui garantissent que le dispositif ne bouge presque pas lorsqu'il est utilisé.

### Pour assembler la barre de redressement

Commencer par déterminer le côté supérieur du cadre de base en plaçant les brins courts colorés des sangles vers l'extérieur (déjà fixés sur le cadre de base). Les boucles d'ajustement doivent se trouver tout en haut.



Le tube de la poignée comporte quatre trous sur l'un des côtés. Si nécessaire, retirer les manchons gris de l'extrémité de la poignée et pousser les jambes de la poignée dans les tubes à l'avant du cadre de base, en s'assurant que les trous sont orientés de l'autre côté par rapport au cadre. Replacer les deux manchons gris sur les extrémités des tubes des poignées.

### Ajustement de la barre de redressement au lit

La barre de redressement peut, au choix, être fixée avec ou sans jambes. Il est recommandé d'utiliser le produit avec les jambes pour apporter un soutien maximal. Les jambes sont adaptées pour une utilisation avec toutes les hauteurs standard de lit. Ne pas utiliser les jambes si la barre de redressement doit être fixée à un lit en hauteur ou à un lit qui a été surélevé.

### Assemblage de la barre de redressement avec les jambes

Pour fixer les jambes, glisser chacune des jambes dans la poignée, trous vers l'avant. Retirer le matelas du lit et placer le cadre de la barre de redressement sur le sommier. Aligner les trous de la jambe avec ceux de la poignée, de manière à ce que les pieds en caoutchouc touchent le sol ou soient juste au-dessus. Insérer les goupilles dans les trous alignés pour fixer les jambes en place. Appuyer sur la poignée jusqu'à ce que les pieds en caoutchouc touchent le sol. Visser les vis à ailettes triangulaires dans les trous filetés à l'avant des tubes de fixation du cadre de base afin de fixer la poignée en place.

### Assemblage de la barre de redressement sans les jambes

Si les jambes ne sont pas suffisamment longues pour la hauteur du lit, la poignée peut être fixée pour fournir le soutien nécessaire. Après avoir rentré les jambes, insérer les goupilles dans les deux trous inférieurs de la poignée, superposés l'un à l'autre. Lorsque le rebord supérieur des goupilles positionné juste au-dessous des tubes de fixation sur le cadre de base, un deuxième jeu de trous de la poignée se trouve aligné avec les trous filetés dans les tubes de fixation. Regarder à travers les trous filetés pour vous assurer que les trous sont bien alignés, puis visser les vis à ailettes triangulaires dans les trous filetés à l'avant des tubes de fixation du cadre de base. Les vis s'enfoncent entièrement, jusqu'à ce que la tête touche les tubes de fixation. Si elles n'entrent pas entièrement, c'est que les trous n'étaient pas alignés: il faut alors défaire les vis et repositionner le tube de la poignée comme il convient.

### Fixation du rail de redressement au lit

Si ce n'est pas déjà fait, retirer le matelas du lit et placer la barre de redressement sur le sommier.

Positionner la barre là où elle est nécessaire. La barre de redressement est fournie avec un jeu complet de sangles d'attache pour fixer complètement le produit au sommier. Il y a deux sangles vertes plus courtes et une sangle bleue plus longue. Ces sangles doivent être passées respectivement autour de la largeur et de la longueur du lit, puis fixées dans les boucles de couleur correspondante situées sur la partie courte des sangles déjà fixées sur le cadre de base. La longueur des bandes est prévue pour aider à les passer sous le lit. Lorsque les bandes ont été mises en place, leur extrémité libre peut être tirée pour serrer les sangles. Ajuster la position de la barre de redressement si nécessaire, vérifier qu'elle est entièrement fixée, puis replacer le matelas.

## D DEUTSCH Homecraft Bettgriff


Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Bettgriff zusammenbauen und am Bett anbringen.

### Beschreibung des Artikels

Ein sehr robuster Bettgriff, der Personen Stabilität und Vertrauen gibt, die Schwierigkeiten damit haben, ins Bett ein- bzw. aus dem Bett auszusteigen. Das höhenverstellbare Gestell kann so eingestellt werden, dass es praktisch für alle Betten im Diwanstil passt. Zwei Stützbeine sitzen am Boden auf und das Gestell wird mittels drei farblich gekennzeichneten Gurtbändern in seiner Position gesichert. Dadurch wird gewährleistet, dass sich der Bettgriff nur minimal bewegt, wenn er benutzt wird.

### Zusammenbau des Bettgriffs

Zuerst muss die obere Seite des Rahmengestells bestimmt werden, indem die kurzen farbigen Stücke der Gurtbänder (die bereits am Rahmengestell angebracht sind) nach außen gelegt werden. Die Einstellschnallen sollten zuoberst sein.



Das Griffrohr hat an einer Seite 4 Bohrungen. Entfernen Sie, falls notwendig, die grauen Hülsen vom Ende des Griffs und drücken Sie die Schenkel des Griffs in die Rohre vorne am Rahmengestell. Stellen Sie dabei sicher, dass die Bohrungen vom Rahmengestell weggewandt sind. Bringen Sie die beiden grauen Hülsen wieder an den Enden der Griffrohre an.

### Einstellen des Bettgriffs zum Anpassen ans Bett

Der Bettgriff kann mit oder ohne Stützbeine angebracht werden. Es wird empfohlen, das Produkt mit Stützbeinen zu verwenden, um maximalen Halt zu gewährleisten. Die Stützbeine sind zur Verwendung für alle Betten in Standardhöhe geeignet. Die Stützbeine nicht verwenden, wenn der Bettgriff an einem hohen Bett oder an einem hochgestellten Bett angebracht werden soll.

### Zusammenbau des Bettgriffs mit den Stützbeinen

Um die Stützbeine anzubringen, muss jedes Stützbein mit den Bohrungen nach vorne in den Griff gleiten. Entfernen Sie die Matratze vom Bett und legen Sie den Bettgriff auf das Bettgestell. Richten Sie die Bohrungen in den Stützbeinen auf die Bohrungen im Griff so aus, dass die Gummifüße den Boden entweder berühren oder knapp über dem Boden sind. Drücken Sie die Pin-Clips durch die ausgerichteten Bohrungen, um die Stützbeine in ihrer Position zu befestigen. Drücken Sie von oben auf den Griff, bis die Gummifüße den Boden berühren. Schrauben Sie die dreikantigen Flügelschrauben in die Gewindelöcher an der Vorderseite der Befestigungsrohre des Rahmengestells, um den Griff damit in seiner Position zu befestigen.


### Zusammenbau des Bettgriffs ohne die Stützbeine

Falls die Stützbeine nicht lang genug für das Bett sind, kann der Griff auch arretiert werden, um den nötigen Halt zu geben. Wenn die Stützbeine entfernt worden sind, drücken Sie die Pin-Clips in die nicht verwendeten unteren Bohrungen des Griffs. Würde der obere Rand der Pin-Clips in die Position knapp unterhalb der Anschlussrohre am Rahmengestell gebracht, wird eine zweite Gruppe von Bohrungen im Griffrohr auf die Gewindelöcher in den Befestigungsrohren ausgerichtet. Schauen Sie durch die Gewindelöcher, um zu gewährleisten, dass die Bohrungen aufeinander ausgerichtet sind, und schrauben Sie dann die dreikantigen Flügelschrauben in die Gewindelöcher an der Vorderseite der Befestigungsrohre des Rahmengestells. Die Schrauben lassen sich komplett eindrehen, bis die Schraubenköpfe die Befestigungsrohre berühren. Falls sie sich nicht komplett eindrehen lassen, waren die Bohrungen nicht genau aufeinander ausgerichtet. Die Schrauben sollten dann nochmals gelockert werden und das Griffrohr nach Bedarf neu eingestellt werden.

### Anbringen des Bettgriffs am Bett

Falls noch nicht geschehen, entfernen Sie die Matratze vom Bett und legen Sie den Bettgriff auf das Bettgestell.

Stellen Sie den Bettgriff dort auf, wo er erforderlich ist. Der Bettgriff wird mit einem ganzen Satz Gurtbändern geliefert, um das Produkt damit vollständig am Bettgestell befestigen zu können. Es gibt zwei kürzere grünere Gurte und einen längeren blauen Gurt. Diese sollten jeweils um die Breite und Länge des Betts herumgeführt und dann in die entsprechenden farbigen Schnallen an den kurzen Gurstücken eingesteckt werden, die bereits am Rahmengestell angebracht sind. Die Gurte sind zweckmäßig lang, um sie unter dem Bett durchzuführen zu können. Wenn die Gurte eingerastet sind, können die freien Enden der Gurte angezogen werden, um die Gurte festzuziehen. Falls erforderlich, passen Sie die Position des Bettgriffs an. Überprüfen Sie dann, ob der Bettgriff vollständig gesichert ist, und legen Sie die Matratze wieder auf.



## N NEDERLANDS Homecraft bed transferbeugel


Lees de instructies volledig door voordat u de bed transferbeugel monteert en aan het bed fixeert.

### Productbeschrijving

Een ultra stevige bed transferbeugel die stabiliteit en zekerheid biedt aan personen die moeilijk in en uit het bed raken. Het frame is in de hoogte verstelbaar en kan aan bijna elk divanbedtype worden geplaatst. Twee steunpunten rusten op de vloer en het frame wordt met drie kleurcodeerde straps aan het bed vastgemaakt. Zo wordt beweging bij gebruik van het hulpmiddel tot een minimum herleidt.

### De bed transferbeugel monteren

Onderscheid eerst de bovenkant van het basisframe door de gekleurde korte straps naar buiten te leggen (reeds aan de framebasis vastgemaakt). De aanpassingsgespen moeten bovenaan liggen.



In de handgriepbuis zijn aan de ene kant vier gaatjes. Verwijder, indien nodig, de grijze kokers van het uiteinde van de handgriep en duw de steunpunten van de handgriep in de buizen aan de voorkant van het basisframe waardoor de gaatjes weg van het basisframe zijn gericht. Plaats de twee grijze kokers opnieuw over de handgriepbuizen.

### De bed transferbeugel aanpassen aan het bed

De bed transferbeugel kan met of zonder steunpunten worden geplaatst. Er wordt aanbevolen dat het product wordt gebruikt met de steunpunten voor maximale ondersteuning. De steunpunten zijn geschikt voor gebruik met alle bedden van standaardhoogte. Gebruik de steunpunten niet als de bed transferbeugel moet worden geplaatst aan een hoog bed of een bed dat werd verhoogd.

### De bed transferbeugel met steunpunten monteren

Om de steunpunten te plaatsen, schuift u elk steunpunt in de handgriep met de gaatjes aan de voorkant. Verwijder de matras van het bed en plaats de bed transferbeugel aan de bedconstructie. Plaats de gaatjes in het steunpunt gelijk met de gaatjes in de handgriep zodat de rubberen dopjes de grond raken of zich net boven de grond bevinden. Duw de pinklemmen door de gecentreerde gaatjes om de steunpunten ter plaatse te bevestigen. Duw de bovenkant van de handgriep naar beneden totdat de rubberen dopjes de grond raken. Schroef de driehoekige duimschroeven in de getapte gaatjes op de voorkant van de montagebuizen van het basisframe om de handgriep ter plaatse te klemmen.

### De bed transferbeugel zonder steunpunten monteren

Als de steunpunten niet lang genoeg zijn in functie van het bed, kan de handgriep ter plaatse vergrendeld worden om de nodige ondersteuning te bieden. Als de steunpunten worden verwijderd, duwt u de pinklemmen in de vrije gaatjes onderaan de handgriep. Als de bovenkant van de pinklemmen zich net onder de verbindingbuizen op het basisframe bevindt, zal een tweede reeks gaatjes op de handgriepbuis op dezelfde lijn liggen met de getapte gaatjes op de montagebuizen. Kijk door de getapte gaatjes om er zeker van te zijn dat de gaatje gecentreerd zijn en schroef vervolgens de driehoekige duimschroeven in de getapte gaatjes op de voorzijde van de montagebuizen van het basisframe. De schroeven worden volledig ingebracht, totdat de kop van de schroeven de montagebuizen raakt. Als dit niet het geval is, waren de gaatjes niet gecentreerd en moeten de schroeven worden losgedraaid en moet de handgriepbuis opnieuw worden geplaatst.

### De bed transferbeugel aan het bed bevestigen

Verwijder de matras van het bed, als dit nog niet is gebeurd, en plaats de bed transferbeugel aan de bedconstructie.

Plaats de bed transferbeugel waar deze is gewenst. De bed transferbeugel wordt geleverd met een volledige set van straps om het product veilig aan de bedbasis vast te maken. Er zijn twee kortere groene straps en één langere blauwe strap. Deze moeten respectievelijk rond de breedte en de lengte van het bed wordt geplaatst en vervolgens in de overeenstemmende gekleurde gespen op de kortere lengte van het web dat reeds aan het basisframe is bevestigd, worden geklemd. De straps zijn doelbewust lang zodat ze gemakkelijk onder het bed kunnen worden gebracht. Als de straps ter plaatse zijn vastgeklemd, kunnen de vrije uiteinde van de straps worden aangetrokken om ze vast te maken. Pas de positie van de bed transferbeugel aan indien nodig, controleer of de bed transferbeugel volledig is bevestigd en plaats de matras terug.

## I ITALIANO Maniglione laterale per letto per uso domiciliare


Leggete integralmente queste istruzioni prima di assemblare e installare sul letto il Maniglione laterale per letto.

### Descrizione dell'articolo

Un maniglione per il letto ultra robusto, che offre stabilità e sicurezza a coloro che hanno difficoltà nel coricarsi o nell'alzarsi dal letto. Il telaio regolabile in altezza può essere posizionato in modo da adattarsi virtualmente a qualunque letto con la base stile divano. Due zampe poggiano sul pavimento e il telaio è tenuto fermo da tre cinghie di sicurezza codificate per colore fornite con il prodotto, che garantiscono un movimento minimo al momento dell'uso.

### Per assemblare il Maniglione per letto

Prima di tutto stabilite quale è il lato superiore del telaio della base sistemando le parti corte colorate della cinghia verso l'esterno (già montate sulla base del telaio). Le fibbie di regolazione devono essere posizionate in alto.



Il tubo dell'impugnatura presenta quattro fori su un lato. Togliete i manicotti grigi dalla parte terminale dell'impugnatura se necessario e spingete le zampe dell'impugnatura all'interno dei tubi nella parte frontale della base del telaio accertandovi che i fori siano rivolti verso l'esterno del telaio della base. Sostituite i due manicotti grigi nelle parti terminali dei tubi dell'impugnatura.

### Regolare il maniglione laterale per letto per adattarlo al letto

Il maniglione laterale per il letto può essere montato con o senza zampe. Si consiglia di utilizzare il prodotto con le zampe montate per ottenere il massimo sostegno. Le zampe sono adatte per essere utilizzate con tutti i letti di altezza standard. Non utilizzare le zampe se il maniglione laterale per letto va fissato ad un letto alto o ad un letto che è stato rialzato.

### Assemblare il Maniglione laterale per letto con le zampe

Per montare le zampe, far scorrere ogni zampa all'interno dell'impugnatura con i fori rivolti frontalmente. Togliere il materasso dal letto e posizionare il Maniglione laterale per letto sulla base del letto. Allineare i fori presenti sulle zampe con i fori presenti sull'impugnatura di modo che i piedini di gomma poggino a terra o siano appena sollevati dal pavimento. Spingere le clip a spilla attraverso i fori, dopo averli allineati, per assicurare le zampe in loco. Esercitare una pressione sulla parte superiore dell'impugnatura fino a che i piedini di gomma tocchino il pavimento. Avvitare le viti ad alette a spigolo triangolare nei fori filettati nella parte frontale della base del telaio fissando i tubi in modo da agganciare l'impugnatura.

### Assemblare il Maniglione laterale per letto senza le zampe

Se le zampe non sono sufficientemente lunghe da adattarsi al letto, l'impugnatura può essere fissata in loco per fornire il supporto necessario. Dopo aver tolto le zampe spingere le clip a spilla all'interno dei fori inferiori eccedenti dell'impugnatura. Con il lato superiore delle clip a spilla posizionato immediatamente al di sotto dei tubi di fissaggio sul telaio di base, una seconda serie di fori del tubo dell'impugnatura risulterà allineata ai fori filettati dei tubi di fissaggio. Guardate attraverso i fori filettati per accertarvi che i fori siano allineati e quindi avvitate le viti ad alette a spigolo triangolare nei fori filettati nella parte frontale dei tubi di fissaggio del telaio di base. Posizionate tutte le viti, fino a che la testa delle viti tocchi i tubi di fissaggio. Se ciò non si verifica vuol dire che i fori non sono stati allineati e le viti vanno allentate e il tubo dell'impugnatura va riposizionato nel modo corretto.

### Installare il Maniglione laterale per letto al letto

Se non è stato ancora fatto, togliete il materasso dal letto e posizionate il Maniglione laterale per letto sulla base del letto.

Posizionare il Maniglione laterale per letto nel punto desiderato. Il Maniglione laterale per letto viene fornito con una serie completa di cinghie di sicurezza per fissare completamente il prodotto alla base del letto. Vengono fornite due cinghie più corte di colore verde e una cinghia più lunga di colore blu. Queste vanno fatte passare rispettivamente intorno alla profondità e alla lunghezza del letto e poi agganciate utilizzando le fibbie colorate corrispondenti che si trovano sulle parti corte della cinghia che sono già fissate al telaio della base. Le cinghie sono volutamente lunghe per agevolare il passaggio sotto il letto. Una volta che le cinghie sono state agganciate, è possibile esercitare una trazione sulle parti terminali che rimangono libere per stringere le cinghie. Regolate la posizione del Maniglione laterale per letto se necessario, controllate che il Maniglione laterale per letto sia fissato completamente e riposizionate il materasso.

## E ESPAÑOL Asidero para cama


Por favor, antes de montar y colocar el asidero para cama lea detenidamente estas instrucciones.

### Descripción del dispositivo

Este asidero para cama es de gran fiabilidad y muy robusto, ofrece estabilidad y apoyo a aquellas personas con dificultad para acostarse y levantarse de la cama. La estructura es ajustable en altura por lo que se adapta a todo tipo de cama con somier tipo canapé. Posee dos patas apoyadas en el suelo y tres cinchas de diferentes colores que garantizan su fijación durante el uso.

### Instalación del asidero para cama

En primer lugar, verifique cuál es la parte superior de la estructura principal. Para ello, extienda hacia fuera los extremos cortos de las cinchas (ya unidos a la estructura principal). Las hebillas ajustables deben quedar boca arriba.



Los tubos del asidero tienen cuatro agujeros a un lado. Si fuera necesario, retire las piezas grises del final del asidero e introduzca las patas en los tubos situados en la parte delantera de la estructura principal de manera que los agujeros queden mirando hacia fuera. Coloque de nuevo las piezas grises en los extremos del asidero.

### Ajuste del asidero para cama y adaptación a la cama

El asidero para cama se puede instalar con o sin patas. Se recomienda la instalación con patas para garantizar la máxima estabilidad. Las patas se han diseñado para adaptarse a todo tipo de cama de altura estándar. No utilice las patas del asidero para cama, si ésta es especialmente alta o ha sido elevada.

### Instalación del asidero para cama con las patas

Para instalar las patas, deslice cada pata dentro de los tubos con los agujeros hacia fuera. Retire el colchón de la cama y sitúe el asidero para cama sobre el somier. Alinee los agujeros de la pata con los del tubo del asidero de manera que los regatones queden tocando el suelo o justo por encima. Introduzca los pins de sujeción en los agujeros alineados para garantizar la fijación de las patas. Presione el asidero hacia abajo hasta que los regatones toquen el suelo. Enrosque los tornillos de cabeza de estrella dentro de los agujeros correspondientes, situados en la parte delantera de la estructura principal ajustando los tubos para afianzar el asidero en su sitio.

### Instalación del asidero para cama sin las patas

Si las patas no son lo suficientemente largas para adaptarse a la cama, el asidero se puede instalar sin ellas y proporcionar el soporte necesario. Retire las patas e introduzca los pins de sujeción en los agujeros libres en la parte inferior del asidero. El extremo superior del pin de sujeción debe quedar justo debajo de los tubos de la estructura principal, otro conjunto de agujeros de los tubos del asidero se alinearán con los agujeros con rosca de los tubos de la estructura principal. Mire a través de los agujeros con rosca para asegurarse que están alineados y apriete los tornillos de cabeza de estrella en los agujeros con rosca situados en la parte frontal de los tubos de la estructura principal. Apriete los tornillos hasta que la cabeza toque los tubos. Si no lo hacen significa que los agujeros no estaban alineados, afloje entonces los tornillos y coloque de nuevo los tubos del asidero hasta lograr la posición deseada.

### Instalación del asidero para cama a la cama

Si aún no lo ha hecho, retire el colchón de la cama y coloque el asidero para cama encima del somier.

Posicione el asidero para cama donde desee. El asidero para cama viene provisto de cinchas para sujetarlo firmemente a la base de la cama. Existen dos cinchas de color verde más cortas y una cincha de color azul más larga. Éstas se deben pasar alrededor del ancho y largo de la base de la cama respectivamente y atarlas con su hebilla correspondiente situada en el extremo corto de la cincha unido ya a la estructura principal. La gran longitud de las cinchas facilita su colocación alrededor de la base de la cama. Cuando se hayan cerrado las hebillas, puede tirar de los extremos libres de las cinchas para tensarlas. Si fuera necesario, ajuste la posición del asidero para cama, verifique que el asidero para cama está bien fijado y coloque de nuevo el colchón.