



# WALTON COMMUNE WITH BURTON PAN AND LID

Welcome to your new Gordon Ellis product.  
We hope that it proves a useful aid in your daily life.



**EN** ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW  
**FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS  
**DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN  
**IT** QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO  
**ES** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACIÓN  
**NL** ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER  
**PT** QUALQUER INCIDENTE SÉRIO QUE OCORRA DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO FABRICANTE - DETALHES DE CONTATO ABAIXO  
**DK** ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUCENTEN - KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR  
**SV** ALLA ALLVARLIGA HÄNDELSER SOM INTRÄFFAR UNDER ANVÄNDNING MÅSTE RAPPORTERAS TILL TILLVERKAREN - KONTAKTUPPGIFTER NEDAN  
**NO** ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM OPPSTÅR UNDER BRUK MÅ RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN - KONTAKTINFORMASJON NEDENFOR  
**FI** KAIKISTA KÄYTÖN AIKANA TÄRÄHTUNEISTA VAKAVISTA TÄRÄHTUMISTÄ ON ILMOITETTAVA VALMISTAJALLE - YHTEYSTIEDOT ALLA  
**EL** ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
**JP** 使用中に発生した重大な事故は、製造元に報告する必要があります-以下の連絡先の詳細



**SEE REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:

EN FR DE IT ES PT NL DK SE NO FI EL JP



MAX  
150 kg  
420 lbs



**MAXIMUM USER WEIGHT**    **POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR**    **MAXIMALES BENUTZGEREWICHT**  
**PESO MASSIMO SOPPORTATO**    **PESO MÁXIMO DEL USUARIO**    **PESO MÁXIMO DE USO**  
**MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKER**    **MAKS. BRUGERVEGT**    **HÖGSTA ANVÄNDARVIKT**  
**MAKSIMUM BRUKERVEKT**    **SUURIN KÄYTTÖPAINO**    **ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ**  
最大ユーザー重量

Your WALTON COMMUNE was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.

6288



6289



MADE IN CHINA



**GORDON ELLIS & CO.**  
TRENT LANE  
CASTLE DONINGTON  
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

EC REP

**AUTHORISED REPRESENTATIVE**  
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA



MD

IFU-REF 6288/1020-1

PART REF 6288 + 6289

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
**GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK**

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)  
 @EllisHealthcare



INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L'USO

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUÇÕES DE USO

GEbruIKSAANWIJZING

BRUGSANVISNING

ANVÄNDNINGSPÅRSTYLLNINGAR





INSTRUKSJONER FOR BRUK

KÄYTTÖOHJEET

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

使用説明書

- EN** ENSURE ALL LEGS ARE RAISED TO THE SAME HEIGHT WITH CLIPS SECURELY FASTENED BEFORE USE. CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE. PERIODICALLY CHECK ALL FIXINGS FOR TIGHTNESS. ENSURE PAN LID HANDLE IS VERTICAL DURING REMOVAL.
- FR** ASSUREZ VOUS QUE TOUS LES PIEDS SONT RELEVÉS À LA MÊME HAUTEUR AVEC DES CLIPS SOLIDEMENT FIXÉS AVANT UTILISATION. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES FIXATIONS. ASSUREZ VOUS QUE LA POIGNÉE DU COUVERCLE DE LA CASSEROLE EST VERTICALE PENDANT LE RETRAIT.
- DE** STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BEINE VOR DEM GEBRAUCH MIT SICHER BEFESTIGTEN CLIPS AUF DIE GLEICHE HÖHE ANGEHOBBEN SIND. VOR JEDEM GEBRAUCH AUF STABILITÄT PRÜFEN. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG ALLE BEFESTIGUNGEN AUF FESTEN SITZ. STELLEN SIE SICHER, DASS DER GRIFF DES PFANNENDECKELS BEIM ENTFERNEN VERTIKAL IST.
- IT** ASSICURARSI CHE TUTTE LE GAMBE SIANO SOLLEVATE ALLA STESSA ALTEZZA CON I FERMAGLI FISSATI SALDAMENTE PRIMA DELL'USO. VERIFICARE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DI TUTTI I FISSAGGI. ASSICURARSI CHE LA MANIGLIA DEL COPERCHIO DELLA PADELLA SIA VERTICALE DURANTE LA RIMOZIONE.
- ES** ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PÁTAS ESTÉN ELEVADAS A LA MISMA ALTURA CON CLIPS BIEN SUJETOS ANTES DE USAR. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO. COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE TODAS LAS FIJACIONES ESTÉN BIEN AJUSTADAS. ASEGÚRESE DE QUE EL ASA DE LA TAPA DE LA OLLA ESTÉ VERTICAL DURANTE LA EXTRACCIÓN.
- PT** CERTIFIQUE SE DE QUE TODAS AS PERNAS ESTÃO LEVANTADAS À MESMA ALTURA COM CLIPES FIRMEMENTE PRESOS ANTES DO USO. VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE CADA USO. VERIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS FIXAÇÕES QUANTO AO APERTO. CERTIFIQUE SE DE QUE A ALÇA DA TAMPADA DA BANDEJA ESTEJA VERTICAL DURANTE A REMOÇÃO.
- NL** ZORG ERVOOR DAT ALLE POTEN VÓÓR GEBRUIK OP DEZELFDE HOOGTE ZIJN GEPLAATST MET CLIPS DIE STEVIG ZIJN VASTGEMAAKT. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP STABILITEIT. CONTROLEER REGELMATIC ALLE BEVESTIGINGEN OP DICHTHEID. ZORG ERVOOR DAT DE HANDGREEP VAN HET DEKSEL VAN DE PAN VERTICAAL STAAT TIJDENS HET VERWIJDEREN.
- DK** SØRG FOR, AT ALLE BEN HÆVES I SAMME HØJDE MED CLIPS, DER ER FASTGJØRT SIKKERT INDEN BRUG. KONTROLLER FOR STABILITET INDEN HVER BRUG. KONTROLLER REGELMÆSSIGT ALLE FASTGØRELSE FOR TÆTHED. SØRG FOR, AT LÅGETS HÅNDTAG ER LODRET UNDER FJERNELSE.
- SV** SE TILL ATT ALLA BEN LYFTS UPP I SAMMA HÖJD MED CLIPS ORDENTLIGT FÄSTA FÖRE ANVÄNDNING. KONTROLLERA STABILITETEN FÖRE VARJE ANVÄNDNING. KONTROLLERA REGELBUNDNET ATT ALLA FÄSTEN ÄR TÄTA. SE TILL ATT HÅNDTAGET PÅ PANNLOCKET ÄR LODRÄTT UNDER AVLÄGSNANDET.
- NO** FORSIKRE DEG OM AT ALLE BEN ER HEVET I SAMME HØYDE MED KLIPS FÆSTET GODT FØR BRUK. SJEKK FOR STABILITET FØR HVER BRUK. SJEKK MED JEVNE MELLOMROM ALLE FÆSTER FOR TÆTTHET. FORSIKRE DEG OM AT HÅNDTAKET PÅ PANNELOKKE ER LODDRETT UNDER FJERNING.
- FI** VARMISTA, ETTÄ KAIKKI JALAT ON NOSTETTU SAMALLE KORKEUELLE KIINNIKELLÄ, JOTKA ON KIINNITETTY TUKEVASTI ENNEN KÄYTTÖÄ. TARKISTA VAKAUS ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI KAIKKIEN KIINNITYSTEN KIREYS. VARMISTA, ETTÄ PANNUN KANNEN KAHVA ON PYSTYYSUORA POISTAMISEN AIKANA.
- EL** ΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΑΝΥΨΘΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΠ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΕΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. ΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΘΑΙΡΕΣΗ.
- JP** 使用する前に、クリップをしっかりと固定して、すべての脚が同じ高さを持ち上げられていることを確認してください。使用する前に、安定性を確認してください。すべての固定具の締まり具合を定期的に確認してください。パンの蓋を確認するハンドルは取り外し中に垂直になります。



- EN** A HEIGHT ADJUSTABLE COMMODE WHO'S DISCREET WEAVE DESIGN MAKES IT IDEAL FOR HOME USE.
1. INSERT ADJUSTABLE LEGS AND E-CLIPS AT A SUITABLE HEIGHT.
  2. REMOVE SEAT PANEL AND PAN LID BEFORE EACH USE.
  3. AFTER USE, REPLACE PAN LID AND USING THE HANDLE TRANSPORT CONTENTS TO DISPOSAL POINT.
  4. CLEAN THE SEATING AREA AFTER EACH USE.
- FR** UNE COMMODE RÉGLABLE EN HAUTEUR QUI SONT LA CONCEPTION DE TISSAGE DISCRET LE REND IDÉAL POUR UN USAGE À LA MAISON.
1. INSÉREZ LES PIEDS RÉGLABLES ET LES E-CLIPS À UNE HAUTEUR APPROPRIÉE.
  2. RETIREZ LE PANNEAU DU SIÈGE ET LE COUVERCLE DE LA CASSEROLE AVANT CHAQUE UTILISATION.
  3. APRÈS UTILISATION, REMPLACEZ LE COUVERCLE DE LA CASSEROLE ET UTILISEZ LA POIGNÉE POUR TRANSPORTER LE CONTENU AU POINT D'ÉLIMINATION.
  4. NETTOYEZ LE COIN SALON APRÈS CHAQUE UTILISATION.
- DE** EIN HÖHENVERSTELLBARES COMMODE, DESSEN DISKRETES WEBDESIGN ES FÜR DEN HEIMGEBRAUCH IDEAL MACHT.
1. SETZEN SIE VERSTELLBARE BEINE UND E-CLIPS IN GEEIGNETER HÖHE EIN.
  2. ENTFERNEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH DIE SITZVERKLEIDUNG UND DEN PFANNENDECKEL.
  3. DENN SIE NACH DEM GEBRAUCH DEN PFANNENDECKEL WIEDER AUF UND TRANSPORTIEREN SIE DEN INHALT DES GRIFFS ZUR ENTSORGUNGSSTELLE.
  4. REINIGEN SIE DEN SITZBEREICH NACH JEDEM GEBRAUCH.
- IT** UN COMODO REGOLABILE IN ALTEZZA IL CUI DISEGNO A TESSUTO DISCRETO LO RENDE IDEALE PER L'USO DOMESTICO.
1. INSERIRE LE GAMBE REGOLABILI E LE CLIP ELETTRONICHE AD UN'ALTEZZA ADEGUATA.
  2. RIMUOVERE IL PANNELLO DEL SEDILE E IL COPERCHIO DELLA PENTOLA PRIMA DI OGNI UTILIZZO.
  3. DOPO L'USO, RIPOSIZIONARE IL COPERCHIO DELLA PENTOLA E UTILIZZARE LA MANIGLIA PER TRASPORTARE IL CONTENUTO AL PUNTO DI SMALTIMENTO.
  4. PULIRE L'AREA DI SEDUTA DOPO OGNI UTILIZZO.
- ES** UN COMODO AJUSTABLE EN ALTURA QUE TIENE UN DISEÑO DE TEJIDO DISCRETO LO HACE IDEAL PARA USO DOMÉSTICO.
1. INSERTE LAS PÁTAS AJUSTABLES Y LOS CLIPS ELECTRÓNICOS A UNA ALTURA ADECUADA.
  2. RETIRE EL PANEL DEL ASIENTO Y LA TAPA DEL RECIPIENTE ANTES DE CADA USO.
  3. DESPUÉS DE SU USO, VUELVA A COLOCAR LA TAPA DE LA OLLA Y, UTILIZANDO EL ASA, TRANSPORTE EL CONTENIDO AL PUNTO DE ELIMINACIÓN.
  4. LIMPIE EL ÁREA DE ASIENTOS DESPUÉS DE CADA USO.
- PT** UMA COMODA AJUSTÁVEL EM ALTURA COM UM DESIGN DISCRETO DE TRAMA A FAZ IDEAL PARA USO DOMÉSTICO
1. INSIRA PERNAS AJUSTÁVEIS E E-CLIPS A UMA ALTURA ADEQUADA.
  2. REMOVA O PAINEL DO ASSENTO E A TAMPADA DA BANDEJA ANTES DE CADA USO.
  3. APÓS O USO, RECOLETO A TAMPADA DA PANELA E, USANDO A ALÇA, TRANSPORTE O CONTEÚDO ATÉ O LOCAL DE DESCARTE.
  4. LIMPE A ÁREA DE ESTAR APÓS CADA USO.

- NL** EEN IN HOOGTE VERSTELBARE COMMODE MET EEN DISCREET GEWEVEN ONTWERP, MAAKT HET IDEAAL VOOR THUISGEBRUIK.
1. PLAATS VERSTELBARE POTEN EN E-CLIPS OP EEN GESCHIKTE HOOGTE.
  2. VERWIJDER HET ZITPANEEL EN HET PANNENDEKSEL VOOR ELK GEBRUIK.
  3. NA GEBRUIK HET PANNENDEKSEL TERUGPLAATST EN MET BEHULP VAN DE HANDGREEP DE INHOUD NAAR HET AFVOERPUNT TRANSPORTEREN.
  4. MAAK HET ZITGEDEELTE NA ELK GEBRUIK SCHOON.
- DK** EN HØJDEJUSTERBAR KOMPODE, SOM DISKRET VÆVET DESIGN GØR DET IDEALT TIL BRUG I HJEMMET.
1. INDSÆT JUSTERBARE BEN OG E-CLIPS I EN PASSENDE HØJDE.
  2. FJERN SÆDEPANELET OG LÅGET TIL GRVDEN FØR HVER BRUG.
  3. EFTER BRUG SKAL DU SÆTTE LÅG PÅ LÅG PÅ IGEN OG BRUGE HÅNDTAGET TIL TRANSPORTINDHOLDET TIL BORTSKAFFESESSTEDET.
  4. RENGØR SIDDEOMRÅDET EFTER HVER BRUG.
- SV** EN HÖJDJUSTERBAR KOMPOD SOM DISKRET VÄVDESIGN GÖR DET IDEALT FÖR HEMANVÄNDNING.
1. SÄTT I JUSTERBARA BEN OCH E-CLIPS I LÄMPLIG HÖJD.
  2. TA BORT SITTPANELEN OCH LÖKKE INNAN VARJE ANVÄNDNING.
  3. EFTER ANVÄNDNING, BYT UT LÖKKE PÅ PANNAN OCH ANVÄND HÅNDTAGET FÖR ATT TRANSPORTERA INNEHÅLLET TILL BORTSKAFFANDE.
  4. RENGÖR SITTRUPPEN EFTER VARJE ANVÄNDNING.
- NO** EN HØYDEJUSTERBAR KOMPODE SOM DISKRET VEVDESIGN GJØR DET IDEALT FOR HJEMMEBRUK.
1. SETT INN JUSTERBARE BEN OG E-KLIPS I PASSENDE HØYDE.
  2. FJERN SETEPANELET OG LOKKET FØR HVER BRUK.
  3. ETTER BRUK, SETT PÅ LOKKET OG BRUK HÅNDTAKET SOM TRANSPORTERER INNHOLDET TIL BORTSKAFFESESSTEDET.
  4. RENGJØR SITTEOMRÅDET ETTER HVER BRUK.

- FI** KORKEUDEN SÄÄDETTÄVÄ TAVARA, JOKA HUOMAAAMATON KUDOS TEKKEE SIITÄ IHANTEELLISEN KOTIKÄYTTÖÖN.
1. ASETA SÄÄDETTÄVÄT JALAT JA E-PIDIKKEET SOPIVAAN KORKEUTEEN.
  2. POISTA ISTUIMINEN PANEELI JA ASTIAN KANSI ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ.
  3. ASETA KÄYTÖN JÄLKEEN TAKAISIN PANNUN KANSI JA KÄYTÄ KAHVAN KULJETUSSÄLTOÄ HÄVITYSPAIKKAAN.
  4. PUHDISTA ISTUINALUE JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN.
- EL** ΕΝΑ ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΛΙΠ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΥΨΟΣ.
  2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
  3. ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
  4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
- JP** 控えめな織りのデザインが家庭での使用に理想的な高さ調節可能な便器。
- 1.調整可能な脚とEクリップを適切な高さに挿入します。
  - 2.使用する前に、シートパネルとパンの蓋を取り外します。
  - 3.使用后、鍋の蓋を元に戻し、ハンドルを使用して内容物を廃棄ポイントに輸送します。
  - 4.使用するたびに、座席エリアを清掃します。



**CLEANING INSTRUCTIONS**  
**REINIGUNGSANWEISUNGEN**  
**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**  
**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**  
**RENGØRINGSINSTRUKTIONER**  
**PUHDISTUSOHJEET**  
**クリーニング手順**

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**  
**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA**  
**SCHOONMAAK INSTRUCTIES**  
**RENGØRINGSINSTRUKTIONER**  
**RENGJØRINGSINSTRUKSJONER**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

**PH 5 - 9**

- EN** WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.
- FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.
- DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.
- IT** PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA.
- ES** LIMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.
- NL** AFNEMEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER.
- PT** RETIRAR COM PAÑO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.
- DK** AFTØRRES MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND.
- SV** TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÅLVATTEN.
- NO** TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN.
- FI** PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUNVEDELLÄ.
- EL** ΣΚΟΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΝΕΡΟ.
- JP** 研磨剤のない布と石鹸水で拭き取ります

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT  
**GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK**

[gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)  
 @EllisHealthcare

