

neodisher[®] MediClean Dental

Détergent alcalin pour le traitement en machine des instruments dentaires
Concentré liquide



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage d'instruments chirurgicaux dentaires, pièces à main et contre angle, boîtes d'instruments et chariots.

Propriétés :

neodisher MediClean Dental est un détergent faiblement alcalin.

Elimine les résidus de sang séché et dénaturé.

neodisher MediClean Dental contient des alcalis ainsi que des tensioactifs qui évitent la redéposition des résidus de protéines et réduisent la tension superficielle de la solution.

neodisher MediClean Dental est compatible avec les instruments dentaires et ustensiles en acier non rouillant, avec les plastiques et les matériels des instruments d'implants/greffe. pour cela utiliser de l'eau déminéralisée en phase de rinçage.

Tester le matériel en aluminium anodisé coloré avant utilisation.

Utilisation et dosage :

Pour le traitement des instruments en laveur-désinfecteur :

0,2 – 1 % (2 - 10 ml/l), à 50 - 60° C, 10 min.

Eliminer les ciments, composites au préalable avant qu'ils durcissent.

Utiliser si possible de l'eau déminéralisée pur le rinçage final, cela évite les traces d'eau et protège l'aluminium anodisé.

Rincer abondamment avec de l'eau (si possible déminéralisée).

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau. Respecter les recommandations des fabricants de machine et d'instruments selon EN ISO 17664.

Pour un usage professionnel uniquement.

Données techniques :

Poids spécifique (20° C) : 1,1 g/cm³

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 45° C) 2 – 10ml : 10,4 – 10,8

Le pH peut être différent en eau du réseau ou eau adoucie et si il y des transferts d'eau du prélavage.

Viscosité (concentré, 20° C) : < 10 mPas

Facteur de titrage : 0,78 (selon l'échelle de titrage spéciale neodisher MediClean Dental)

Composants :

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :

< 5 % tensioactifs non ioniques et anioniques

Enzymes

Marquage CE :

neodisher MediClean Dental est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.




neodisher[®] MediClean Dental

Détergent alcalin pour le traitement en machine des instruments dentaires
Concentré liquide



Stockage :

Au frais et à l'abri du gel (0°C-25°C).
Valable 2 ans dans les conditions de stockage indiquées. Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole 

Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher MediClean Dental n'est pas un produit classifié dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et de la directive européenne 1999/45/EG.

Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité disponibles sur notre site Internet www.drweigert.fr, rubrique « service ».

FT 4053/2-5

07/11

DrWeigert France SAS- 22, avenue des Nations-Immeuble Raspail -BP 88035 Villepinte- 95932 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01.48.67.90.33 - Fax : 01.48.67.29.14 - Email : info@drweigert.fr - www.drweigert.fr -



DR. WEIGERT

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.