

Flacon et recharge de 150 lingettes



Sachet souple de 48 lingettes

Lingettes à usage unique sans aldéhyde ni chlorexhidine.

Liquide d'imprégnation : septinol® SA.

lingettes mikroloid® AF

Les avantages du produit

- Pratique d'emploi
- Large spectre d'activité
- Résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni de tortillon
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Le laisse pas de traces, ne colle pas
- 150 lingettes par flacon / 48 lingettes par sachet *premium*

lingettes mikroloid® AF premium

- 48 lingettes par sachet
- Tissu de qualité premium, doux au toucher
- Sachet souple = gain de place + stockage facilité
- Lingettes plus grandes pour une meilleure couverture des surfaces (16 x 18 cm)
- Les lingettes se détachent facilement

Type de produit

Lingettes à usage unique, prêtes à l'emploi, imprégnées d'un liquide désinfectant, sans aldéhyde ni chlorexhidine, à base d'alcool.

Domaines d'application

Entre 2 patients, désinfection rapide à base d'alcool par essuyage des Dispositifs Médicaux [CE 0297], des petites surfaces et des zones de soins.

Conseils d'utilisation

- Dévisser le couvercle de la boîte.
- Tirer la première lingette du rouleau, l'insérer dans l'orifice du couvercle. Revisser le couvercle.
- Tirer les lingettes selon les besoins. Pour les grandes surfaces à traiter, utiliser plusieurs lingettes.
- Essuyer la surface ou le dispositif médical à désinfecter.

- Laisser sécher **sans essuyer**.
- Utiliser une seconde lingette en cas de fortes souillures.
- Laisser sécher **sans essuyer**.

Remarques particulières

Eviter le contact avec les yeux.

Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc Butyl) est recommandé.

Ne pas traiter les surfaces synthétiques comme le plexiglass.

Activité microbiologique

Concentration d'usage : à utiliser pur

- bactéricide EN 1040, NFT 72 171-5, NFT 72 190-4, Bk, SARM
- fongicide EN 1275 • virucide NFT 72 180, HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, rotavirus, vaccinovirus, adénovirus, papovavirus et poliovirus

Activité	Temps de contact
Bactéricide	
NF EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	5 min
NFT 72 171-5 (en conditions de saleté)	5 min
NFT 72 190-4	2 min
EN 1276	1 min
Bacille de la tuberculose	1 min
SARM	2 min
Fongicide	
NF EN 1275	15 min
Virucide	
NFT 72 180 (poliovirus, vaccinovirus)	30 min
Adénovirus	2 min
Papovavirus SV40	15 min
Rotavirus,	30 s
HBV	1 min
HCV (modèle BVDV)	30 s
HIV	1 min

La lingette imprégnée est bactéricide et fongicide (AFNOR NFT 72 190-5 en 5 min) après essuyage de 10 s.

lingettes mikroqid® AF

Matéριο-compatibilité

Les lingettes mikroqid® AF sont compatibles avec tous les matériaux (sauf plexiglass et surfaces sensibles à l'alcool).

Données relatives au produit

Composition :

1 g de liquide d'imprégnation contient : 0,25 g d'éthanol (94 %), 0,35 g de 1-propanol, des agents mouillants

Données physico-chimiques du liquide d'imprégnation :

Aspect du liquide d'imprégnation :	Liquide incolore
Densité (20 °C) :	Environ 0,895 g/cm3
Viscosité :	Temps d'écoulement inférieur à 15 s. (DIN 53 211)
Stabilité à température :	- 5 °C à + 40 °C
pH :	Environ 6
Point d'inflammation :	27 °C (DIN 51 755)
Odeur :	Alcool

Étiquetage selon les Directives CE

R10 : Inflammable.



Unités de conditionnement

Désignation	Conditionnement	Référence
Flacon de 150 lingettes	10 flacons / carton	109 203
Recharge de 150 lingettes	20 recharges / carton	109 204
Sachet de 48 lingettes premium	16 sachets / carton	119 104

Informations relatives à l'environnement

Schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

Avis d'expert et informations

Une revue de littérature et des avis d'experts au sujet des lingettes mikroqid® AF sont disponibles sur demande.

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78

Consulter notre site internet : www.schuelke.fr

Informations réglementaires

lingettes mikroqid® AF est un dispositif médical de classe IIa.

Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).

lingettes mikroqid® AF est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH (Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)

Utilisez les DM et les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Schülke & Mayr GmbH est certifié selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 14001 et EN ISO 13485 (n° réf. 004567-MP23) et a validé un système de management de l'environnement selon Eco Audit Regulation (n° réf. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke France SARL
28, rue d'Arcueil
94250 Gentilly
Téléphone +33 (0) 1-49 69 83 78
Télécopie +33 (0) 1-49 69 83 85
schuelkefrance.info@schuelke.com