

TEST DE DIOPTRIE

VISION
LUNETTES
LOUPE **CLUB**

Quelle est votre correction ?



- *Imprimez ce test*
- *Placez le test à 35 cm de distance de vos yeux.*
- *Lisez en partant du haut le texte ci-dessous sans lunettes : dès que vous éprouvez des difficultés, reportez-vous au numéro à gauche de la ligne. **Ce numéro correspond à votre dioptrie***

Correction très forte
Pour +3 à +3,25

+3

Chez Vision club, c'est satisfait ou remboursé.

Correction forte
Pour +2,5 à +2,75

+2,5

En effet, vous disposez de 30 jours pour vous faire rembourser.

Correction moyenne
Pour +2 à +2,25

+2

Vision club vous propose des lunettes de lecture de qualité livrées chez vous en 48H.

Correction faible

+1,5

Vous trouverez de nombreux modèles de lunettes adaptés à vos besoins : Design, pliables et solaires.

+1

Vision Club dispose également d'une gamme de lunettes anti-lumière bleue pour les écrans

Attention ! Ce test ne remplace en aucun cas un examen ophtalmologique. Nous vous recommandons de vous faire suivre régulièrement par un médecin ophtalmologiste diplômé